

cado  
Vagal Healer

# 医工連携 | 次世代健康デバイス。

迷走神経を賦活し、体のOS機能をアップデートする。





## 特徴

# 最高の心地よさ 振動、音、温熱で迷走神経を賦活

首と耳を通る迷走神経を振動刺激。


呼吸筋を弛緩し深い呼吸を誘導。

音と振動を同時発生させる独自技術。(特許出願済)

専用の音源コンテンツ。

温熱機能でリラックス促進。


APP操作、バッテリー搭載、軽量、コードレス。



テクノロジー

ヒーリングサウンドバイブレーションという新しい体験。

触覚フィードバックデバイス技術を応用し、  
20Hz～20kHzの振動を発生。




使い方1

## 耳部へ装置

(迷走神経の刺激)

学習、やる気向上、集中力を高める  
精神状態の安定、ストレス軽減など。



使い方2

## 首部へ装置


(迷走神経の刺激、胸鎖乳突筋の弛緩)

リラックス、心拍数減少、  
血圧低下、消化管運動促進。

コンパクトボディに機能を凝集

・約220gの軽量設計

・Silicone素材の外郭  
・快適な装着感  
・生活防水



・1,000mAh battery  
・1日10分の使用で8日間持続(目安)

Film Heater  
・NTCセンサー搭載で細かな温度制御  
・首・耳に心地良い暖かさ

・特殊形状記憶スプリング  
・広い可動域としなやかな装着感


・ヒーリングサウンドバイブレーションデバイス

妥協のないディテール 1

## 男性も女性も心地よい装着感を 叶える2軸アーム機構

適用目安


- ・首径  $\phi 90 \sim 130 \text{mm}$  (頸囲  $280 \sim 410 \text{mm}$ )
- ・耳珠間隔  $130 \sim 170 \text{mm}$





妥協のないディテール 2

堅牢性と高品位を兼ね備えたメタルリンク




耳甲介

妥協のないディテール 3

迷走神経が集まる耳甲介を中心に  
フィットするバイブレーションヘッド形状






妥協のないディテール 4


心地よい加温を実現するヒーティング構造

### 01 振動




20~100Hzの心地よい振動

### 02 声



呼吸、肺活エクササイズの  
コーチング音声


### 03 楽曲



大矢たけはるさん作曲による、  
自律神経が整う専用楽曲

要素の合成

### 専用コンテンツ



妥協のないディテール 5

振動、声、楽曲 を合成した専用のコンテンツ



・後から増やせる仕組みを構築・特定販路向けの限定コンテンツ対応も可能

## コンテンツ



### 肺活 呼吸法

呼吸誘導しながら、  
迷走神経刺激し胸鎖乳突筋弛緩



### 肺活 エクササイズ

呼吸と体の動かし方を  
コーチングしながらエクササイズ



### リラックス

イライラや嫌な気分を  
緩和し、リフレッシュします



### 集中

集中力を高めゾーンに入りやすい  
自律神経状態にする



### 入眠誘導

一日の活動の終わり良い睡眠へ  
誘うよう自律神経を整える



ヒーリングサウンドバイブレーション



コーチングガイダンス付きバイブレーション